



Guia Rápido – Especialidade Oftalmologia


Sumário

Sumário	2
Guia Rápido – Especialidade Oftalmologia	3
Exame Refração.....	5
Exame Auto Refração	8
Exame Motilidade Ocular.....	11
Exame Glaucoma.....	13
Exame Lentes de Contato.....	16


Guia Rápido – Especialidade Oftalmologia

No Fly01 Saúde, possui a especialidade oftalmologia. Nela é possível utilizar diversos exames. Neste guia falaremos sobre os exames de: Refração, Auto Refração, Motilidade Ocular, Glaucoma e Lentes de Contato


Primeiramente abra o sistema.




Abra a ficha de um paciente, clicando em Pacientes > Menu Operações > Editar



Então clique na aleta Exames Oftalmo




E clique em Novo




Exame Refração


Clique em Refração




E clique em Ok




Expanda as abas para preenchimento do exame clicando em cima do nome¹ ou clicando na seta²




Preencha os campos de acordo com o necessário.



Também pode estar inserindo uma Observação.




Suba a barra de rolagem até acima e clique em Salvar.




Exame Auto Refração


Clique em Auto Refração




E clique em Ok




Expanda as abas para preenchimento do exame clicando em cima do nome¹ ou clicando na seta²




Preencha os campos de acordo com o necessário.






Suba a barra de rolagem até acima e clique em Salvar.




Exame Motilidade Ocular

Clique em Motilidade Ocular




Clique em ok



Preencha os campos de acordo com o necessário




Clique em Salvar




Exame Glaucoma


Clique em Glaucoma




Clique em Ok




Clique em Novo Item




Preencha os dados de acordo com o desejado




Expanda as abas para preenchimento do exame clicando em cima do nome Gonioscopia¹ ou clicando na seta²



Digite as informações do exame e digite uma observação caso seja necessário




Suba a barra de rolagem até acima e clique em Salvar.




Exame Lentes de Contato


Clique em Lentes de Contato



Clique em Ok



Expanda as abas para preenchimento do exame clicando em cima do nome¹ ou clicando na seta²



Preencha todos os campos de acordo com o desejado

Dados das Lentes de Contato

Data: 12/06/2017

Ceratometria

Oftalmia	K1	K2	Eixo
Oftalmia Direita	30,5	30,25	5
Oftalmia Esquerda	31,5	32	15

Testes - Olho Direito

Mod/Tipo	C.B.	Diâmetro
56,00	56,00	5,1

Testes - Olho Esquerdo

Mod/Tipo	C.B.	Diâmetro
55,00	44,00	5,1

Additional fields at the bottom: Esfera (-26), Cilindro (-1,75), Eixo (75), AV (CD 4m) for the right eye; Esfera (-30), Cilindro (-6), Eixo (0), AV (0.10) for the left eye.

Digite observações caso deseje

Observação

Teste

body p

Suba a barra de rolagem até acima e clique em Salvar.

