

Localização da base de dados


Caso sua base de dados perca conexão com o servidor, ao abrir o Série 1 Saúde poderá abrir uma tela solicitando a localização do banco de dados.

Abaixo seguem instruções de como fazer esta localização tanto no servidor quanto na estação.

Observações: Se a máquina que está apresentando esta mensagem é a estação, primeiramente verifique:

- Se o Série 1 Saúde está abrindo no servidor;
- Se ambas as máquinas estão em rede;
- E se a pasta da base de dados (tables) está compartilhada no servidor e acessível na estação.


1. Ao abrir o programa aparecerá o assistente de localização do banco de dados, clique no botão “*Próximo*”;



2. No campo “Servidor” selecione ou digite o nome do seu computador servidor. Deixe marcada a opção “*usar nome de usuário e senha específicos*” nome de usuário “*sa*”, deixe a senha sem preenchimento e após clique no “*Próximo*”;



3. Ao localizar com sucesso clique em **Concluir**;



Caso sua base não localize com sucesso verifique as observações do início deste guia.